



# Altus™

## GINGIVA Hoogtemeter

Te hoog of te laag liggende abutments behoren eindelijk tot het verleden!






De **Altus™** Hoogtemeter bestaat uit een schuif (PEEK) en een multifunctioneel deel met schaalverdeling (roestvrij staal)



**Altus™** kan gebruikt worden op een veelvoud aan implantaatplatformen (bel ons voor navraag indien uw implantaatsysteem niet in deze lijst staat)

Implantaat	Diameter
Astra Tech OsseoSpeed®	4.5 mm / 5.0 mm
Biomet 3i Certain®	5.0 mm
Camlog®/ Conelog®	5.0 mm
Nobel Active®	RP 4.3 mm / 5.0 mm
Nobel Biocare Replace Select®	5.0 mm / 6.0 mm
Straumann SynOcta®	RN 4.8 mm
Straumann SynOcta®	WN 6.5 mm
Zimmer Tapered Screw-Vent®/ MIS SEVEN®/ Bio Horizons Internal®	4.5 mm (platform)
Astra Tech OsseoSpeed®	3.5 mm / 4.0 mm
Biomet 3i Certain®	3.4 mm / 4.1 mm
Camlog®/ Conelog®	3.3 mm / 3.8 mm / 4.3 mm
Dentsply-Friadent Frialit / Xive®	3.4 mm / 3.8 mm / 4.5 mm / 5.5 mm
Dentsply-Friadent Ankylos®	3.5 mm
Medentika M-Implant®	3.0 - 5.0mm
Nobel Active®	NP 3.5 mm
Nobel Biocare Replace Select®	3.5 mm / 4.3 mm
Straumann Bone Level®	NC / RC
Zimmer Tapered Screw-Vent®/ MIS SEVEN®/ Bio Horizons Internal®	3.5 mm (platform)

De producten gemarkeerd met een ® zijn geregistreerde merknamen van de respectievelijke producenten.

Afbeelding	Artikelnr.	Omschrijving	Prijs EUR
	2013.901	<b>Altus™</b> GINGIVA Hoogtemeter voor de nauwkeurige bepaling van de gingivahoogte op implantaten en de selectie van de correcte abutmenthoogte  *Beschikbaar vanaf juli 2013	49.00



Memodent BV  
Johan van Hoornstraat 3  
NL-7541 BB Enschede

T +31 (0)53 430 66 63  
E info@memodent.nl  
I www.memodent.nl

[www.valoc.ch](http://www.valoc.ch)