

























Afbeelding	Artikelnr.	Omschrijving	Specificaties	Aantal per eenheid
	2010.101	Equipment Box	Incl. 3 instrumenten	1 st.
	2010.601	Processing Pack Titanium	<ul style="list-style-type: none"> Matrixbehuizing uit Titanium, incl. montage-insert Retentie-insert wit Retentie-insert geel Retentie-insert groen Siliconen Montagemanchette 	2 st.
	2010.611	Processing Pack PEEK	<ul style="list-style-type: none"> Matrixbehuizing uit PEEK, incl. montage-insert Retentie-insert wit Retentie-insert geel Retentie-insert groen Siliconen Montagemanchette 	2 st.
	2010.701	Matrixbehuizing uit Titanium (incl. montage-insert zwart)	Matrix: Titanium Montage-insert: PEEK	4 st.
	2010.702	Matrixbehuizing uit PEEK (incl. montage-insert zwart)	Matrix: PEEK Montage-insert: PEEK	4 st.
	<u>Speciaal artikel</u> 2010.703	Matrixbehuizing uit Titanium met montage extensie (incl. montage-insert zwart)	Matrix: Titanium Montage-insert: PEEK	4 st.
	<u>Speciaal artikel</u> 2010.710	Retentie-insert rood	PEEK Retentiekraft: <i>extra-light</i>	4 st.
	2010.711	Retentie-insert wit	PEEK Retentiekraft: <i>light</i>	4 st.
	2010.712	Retentie-insert geel	PEEK Retentiekraft: <i>medium</i>	4 st.
	2010.713	Retentie-insert groen	PEEK Retentiekraft: <i>strong</i>	4 st.
	2010.714	Retentie-insert blauw	PEEK Retentiekraft: <i>extra-strong</i>	4 st.
	<u>Speciaal artikel</u> 2010.715	Retentie-insert zwart	PEEK Retentiekraft: <i>ultra-strong</i>	4 st.
	2010.721	Modelanalooog blauw	Aluminium	4 st.
	2010.722	Afdruk- / Fixeer- Matrix rood	PEEK	4 st.
	2010.723	Dupliceerplaatshouder wit	POM C	4 st.
	2010.724	Montagemanchette, siliconen	Siliconen	10 st.
	2010.725	Montage-insert zwart	PEEK	4 st.
	2010.731	Demontage-instrument voor montage-insert + analooghouders (blauw)	Aluminium, Staal	1 st.
	2010.741	Montage- en demontage-instrument voor retentie-inserts (bruin)	Aluminium, Staal	1 st.
	2010.751	Matrixbehuizing Extractor (grijs)	Aluminium, Staal	1 st.



VALOC

Novaloc™
s w i s s m a d e


Matrixsysteem voor Locator®



Het Novaloc™ matrixsysteem met zijn nieuw ontwikkelde technologie is een verbeterd fixatiesysteem voor uitneembare prothesen op Locator® matrixen respectievelijk MedentiLOC® abutments.



Origineel
Novaloc™
exclusief bij
Memodent
verkrijgbaar



Memodent BV
Johan van Hoornstraat 3
NL-7541 BB Enschede

T +31 (0)53 430 66 63
E info@memodent.nl
I www.memodent.nl

www.valoc.ch